

INSTRUÇÕES DE USO
PINÇA ENDO KERRISON
REGISTRO: 81565140007

Modelo Comercial

Existem 21 modelos de Pinça Endo Kerrison, conforme abaixo:

Código	Descrição	Material
55-000.05	Manopla modular	aço inoxidável
55-00000	Manopla modular	aço inoxidável e silicone
55-000.99-10S	Conector duas vias	aço inoxidável
55-129.03D	Haste ponta redonda 3mm 40° 290mm	aço inoxidável
55-135.03D	Haste ponta redonda 3mm 40° 350mm	aço inoxidável
55-129.04D	Haste ponta redonda 4mm 40° 290mm	aço inoxidável
55-135.04D	Haste ponta redonda 4mm 40° 350mm	aço inoxidável
55-329.03D	Haste ponta redonda 3mm 90° 290mm	aço inoxidável
55-335.03D	Haste ponta redonda 3mm 90° 350mm	aço inoxidável
55-329.04D	Haste ponta redonda 4mm 90° 290mm	aço inoxidável
55-335.04D	Haste ponta redonda 4mm 90° 350mm	aço inoxidável
55-129.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 40° 290mm	aço inoxidável
55-135.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 40° 350mm	aço inoxidável



55-329.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 90° 290mm	aço inoxidável
55-335.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 90° 350mm	aço inoxidável
55-122.03D	Haste ponta redonda 3mm 40° 220mm	aço inoxidável
55-122.04D	Haste ponta redonda 4mm 40° 220mm	aço inoxidável
55-222.03D	Haste ponta redonda 3mm 90° 220mm	aço inoxidável
55-222.04D	Haste ponta redonda 4mm 90° 220mm	aço inoxidável
55-122.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 40° 220mm	aço inoxidável
55-222.35DL	Haste ponta quadrada 5,5/3,5mm 90° 220mm	aço inoxidável

Informações Gráficas



Manopla



Conector duas



Haste Ponta Redonda



Forma de apresentação

Os itens são embalados individualmente em um invólucro de plástico bolha (polietileno) como embalagem primária, garantindo proteção. Para a embalagem secundária, os produtos são acondicionados em caixas de papelão resistentes. Em caso de reposição, cada peça é fornecida individualmente embalada em seu invólucro plástico (polietileno) e organizada em caixas de papelão corrugado para transporte. É importante manusear as embalagens com cuidado para garantir a integridade dos itens.

Indicação de Uso/Finalidade

Os itens são embalados individualmente em um invólucro de plástico bolha (polietileno) para proteção. Na embalagem secundária, os produtos são acondicionados em caixas de papelão resistentes. Em caso de reposição, cada peça é fornecida individualmente em seu invólucro plástico e organizada em caixas de papelão corrugado para transporte. É fundamental manusear as embalagens com cuidado para assegurar a integridade dos itens.

Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

Os instrumentos cirúrgicos para micro descompressão de estenose espinhal lombar incluem a Pinça Endo Kerrison, que é projetada para o corte e remoção de osso, corpos vertebrais e tecidos. Este instrumento é amplamente utilizado em ortopedia, neurocirurgia e em procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral, tanto na região craniana quanto na lombar.

Modo de uso

1. Encaixe a manopla Endo-Kerrison ao conector 2.
2. Conecte a haste com a ponta desejada ao conector 3.
3. Posicione a pinça Endo-Kerrison no local desejado e pressione a manopla para acionar a pinça e cortar o osso.
4. Após a remoção desejada, retire a pinça da área de trabalho, finalizando sua utilização.



Condições de Armazenamento, Conservação, Manipulação e Descarte

Os instrumentos devem ser armazenados em embalagem íntegra e, quando aplicável, após aberto, em um local seco e limpo à temperatura ambiente. Evitar proximidade com produtos corrosivos, especialmente Cloro. Para transporte, mantenha em temperatura ambiente, em local seco e protegido da luz solar. Quanto à manipulação, mantenha o produto em sua embalagem original até o momento do uso e assegure-se de que somente médicos qualificados realizem a utilização. O descarte deve ser feito em lixo hospitalar, respeitando as normas vigentes para resíduos sólidos. Informar os parâmetros de temperatura, umidade e luminosidade conforme estudo de estabilidade

Advertências

A torção e a alavancagem das pinças devem ser evitadas. Hastes longas, como punções com comprimento de trabalho de 290 mm e 350 mm, são destinadas exclusivamente para aplicações endoscópicas minimamente invasivas, enquanto hastes padrão, como pinças com comprimento de trabalho de 220 mm, podem ser usadas em outros contextos. É importante ressaltar que a sobrecarga mecânica pode danificar o instrumento, causando quebra ou deformação da mandíbula.

Precauções

Os instrumentais reutilizáveis não são normalmente utilizados em procedimentos cirúrgicos em que estejam em contato com tecido infectante de TSE (Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis), conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Portanto, os procedimentos de descontaminação com agentes altamente agressivos (ou seja, hidróxido de sódio NaOH ou hipoclorito de sódio NaOCl) não são recomendados rotineiramente.

Contraindicações

Não se aplica



Efeitos adversos

Não se aplica

Simbologia

Os símbolos gráficos utilizados na rotulagem estão de acordo com a Norma NBR ISO 15223 conforme segue:

SIMBOLOS	DESCRIÇÕES	SIMBOLOS	DESCRIÇÕES
	Esterilizado por Óxido de Etileno		Livre de látex
	Não-pirrogênico		Não use se a embalagem estiver danificada
	Produto de Uso Único		Não reesterilizar
	Cuidado “Em caso de dúvidas consultar Instruções de Uso”		Manter ao abrigo do Sol
	Não conservar em temperatura superior a 40 °C		Data de validade
	Código do Produto		Número de Lote



	Fabricante		Data de fabricação
---	------------	---	--------------------

Alerta ao Usuário

Estas Instruções de Uso são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço eletrônico do distribuidor: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351459686202214/?numeroRegistro=81565140007> e podem ser verificadas no campo de busca pelo nome comercial e número de registro na Anvisa, descritos no rótulo da embalagem do produto. As Instruções de Uso disponibilizadas sempre estarão de acordo com a última versão vigente. Caso haja interesse do usuário, as Instruções de Uso poderão ser disponibilizadas em formato impresso, sem custo adicional. Solicite gratuitamente pelo e-mail: dafasurgical@dafasurgical.com.br

Rastreabilidade

A rastreabilidade do produto é assegurada através de etiquetas autoadesivas fornecidas juntamente com a embalagem.

Fabricado por:

ORTHO-MEDICAL GMBH – ALEMANHA

HAUPTSTRASSE 5, 78589 DÜRBHEIM | ALEMANHÃ

Importado e distribuído por:

DAFA SURGICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP

Alameda Francisco Alves, 169, 19º andar, sala

191 Bairro Jardim, Santo André, São Paulo

CEP: 09090-790

SAC 11 3705-0349

Responsável Técnico: Cristiane Rocha da Silva - CRF-SP: 96767

ANVISA nº: **81565140007**

Nº Lote / Data de Fabricação/ Data de validade – Vide embalagem



distribuicao@dafasurgical.com.br



+55 (11) 3705-0349